







Scheda tecnica REF 44.03.10

20.02.2026

Dati generali			
Codice	44.03.10	Troemner martello percussore24cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	11950	GTIN	04046826046071
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	12-986
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;04;WY
Peso netto (kg)	0,206	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	no	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L160101		
N° di repertorio	191733		
  			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	24cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Altro	1.4305 (X8CrNiS18-9) LATEX (Latex)		