





Scheda tecnica REF 44.03.11

20.02.2026

Dati generali			
Codice	44.03.11	gomma di ricambio piccolo for 44.03.10	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826046088
Classe di rischio	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,005	Istruzioni d'uso	
Latex free	no	Istruzioni per la preparazione	KEIN MP
Codice CND	L160101		
N° di repertorio	191734		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Condizioni di conservazione Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	LATEX (Latex)		