







## Scheda tecnica REF 44.09.20

20.02.2026

| Dati generali   |  |                                  |                    |
|---|--|----------------------------------|--------------------|
| Codice  | 44.09.20   | Dejerine martello percussore20cm |                    |
| Unità   | pz.  | Numero doganale                  | 90189084           |
| GMDN  | 11950  | GTIN                             | 04046826046156     |
| Classe di rischio   | 1 (EU MDR)                                       | UMDNS-Code                       | 12-986             |
| Classe  | 1 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI                      | 4046826;N002;04;WY |
| Peso netto (kg)   | 0,107  | Istruzioni d'uso                 | GATDN00X           |
| Latex free  | no   | Istruzioni per la preparazione   |                    |
| Codice CND  | L160101  |                                  |                    |
| N° di repertorio  | 191741   |                                  |                    |
|    |  |                                  |                    |
| Medicon media   | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) |                                  |                    |
| Immagine completa   |  | Immagine dettagliata             |                    |
|    |  |                                  |                    |
| Misura  | 20cm   | Rivestimento                     |                    |
| Condizioni di conservazione   |  |                                  |                    |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |  |                                  |                    |
| Materiali   |  |                                  |                    |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)              |                                  |                    |
| Corpo<br>Altro  | 1.4305 (X8CrNiS18-9)<br>LATEX (Latex)            |                                  |                    |