








Scheda tecnica REF 44.16.05

20.02.2026

Dati generali			
Codice	44.16.05	Babinski martello percussore26cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	11950	GTIN	04046826046248
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	12-986
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;04;WY
Peso netto (kg)	0,165	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	no	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L160101		
N° di repertorio	191749		
  			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	26cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Altro	2.0401 (CuZn39Pb3) LATEX (Latex)		