






## Scheda tecnica REF 44.20.10

20.02.2026

Dati generali			
Codice	44.20.10	Pinard stetoscopio alluminio15cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32659	GTIN	04046826046286
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-750
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;02;WS
Peso netto (kg)	0,083	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	C9005		
N° di repertorio	370154		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	15cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.0255 (Al 99,5%)		