



Scheda tecnica REF 44.28.65

20.02.2026

Dati generali			
Codice	44.28.65	sfigmomanometro aneroide con polsino con velcro	
Unità	pz.	Numero doganale	90189010
GMDN	60909	GTIN	04046826046378
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,505	Istruzioni d'uso	
Latex free		Istruzioni per la preparazione	KEIN MP
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Altro	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste) LATEX (Latex)		