






Scheda tecnica REF 44.30.25

20.02.2026

Dati generali			
Codice	44.30.25	Wartenberg ruota del pin neurologico18cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	47164	GTIN	04046826046439
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-043
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso netto (kg)	0,057	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	V030207		
N° di repertorio	370390		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	18cm	Rivestimento	Durante l'anodizzazione si crea uno strato di metallo duro su componenti in alluminio mediante arricchimento con titanio, che può essere ulteriormente colorato
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Manico	3.3215 (AlSi1MgMn)		
Altro	2.0401 (CuZn39Pb3)		