






Scheda tecnica REF 44.35.15

20.02.2026

Dati generali			
Codice	44.35.15	nastro di misurazione biancheria 1,5m	
Unità	pz.	Numero doganale	90178010
GMDN	44796	GTIN	04046826046477
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;07;X9
Peso netto (kg)	0,028	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	1,5m	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)		