






## Scheda tecnica REF 44.37.20

20.02.2026

Dati generali			
Codice	44.37.20	Righello in acciaio acciaio inossidabile20cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90178010
GMDN	44796	GTIN	04046826046507
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-237
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;07;X9
Peso netto (kg)	0,013	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	V030299		
N° di repertorio	362182		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL ) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica ) 450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 450.00.63 (catalogo Ortopedia ) 451.09.02 (prospetto maxillo facciale )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	20cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		