






Scheda tecnica REF 44.38.10

20.02.2026

Dati generali			
Codice	44.38.10	Möltgen flessometro23.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189010
GMDN	33651	GTIN	04046826046552
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-893
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;07;X9
Peso netto (kg)	0,149	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	V030202		
N° di repertorio	370188		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	23.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		