



## Scheda tecnica REF 44.50.16

20.02.2026

Dati generali			
Codice	44.50.16	specchietto laringeo Fig 3+4	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826046620
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,015	Istruzioni d'uso	
Latex free		Istruzioni per la preparazione	KEIN MP
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	PA 6 (Polyamid 6)		