





Scheda tecnica REF 44.51.19

20.02.2026

Dati generali			
Codice	44.51.19	singolo specolo auricolare Ø 2mm	
Unità	cf./100	Numero doganale	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826454470
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,065	Istruzioni d'uso	
Latex free		Istruzioni per la preparazione	KEIN MP
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	Ø 2mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		