



Scheda tecnica REF 44.62.59

20.02.2026

Dati generali			
Codice	44.62.59	lampadina di ricambio7V	
Unità	pz.	Numero doganale	85392198
GMDN	60909	GTIN	04046826047245
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,011	Istruzioni d'uso	
Latex free		Istruzioni per la preparazione	KEIN MP
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	7V	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		