






## Scheda tecnica REF 45.28.64

20.02.2026

Dati generali			
Codice	45.28.64	Miller lama laringea a luce fredda Fig 4	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	46827	GTIN	04046826048396
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-076
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso netto (kg)	0,137	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	Z12021080		
N° di repertorio	222228		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
<b>Corpo</b>	1.4301 (X5CrNi18-10)		
<b>Vite</b>	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
<b>Altro</b>	1.3541 (X47Cr14)		