







## Scheda tecnica REF 45.29.62

20.02.2026

Dati generali			
Codice	45.29.62	pediatria fibra ottica lama laringea Fig 2	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	46827	GTIN	04046826048440
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-076
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso netto (kg)	0,060	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	Z12029006		
N° di repertorio	221862		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura		Rivestimento	Strato di cromo applicato galvanicamente sulla superficie
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	1.3541 (X47Cr14)		