






## Scheda tecnica REF 45.30.01

20.02.2026

Dati generali															
Codice	45.30.01	McIntosh lama laringea a luce fredda Fig 1													
Unità	pz.	Numero doganale	90189084												
GMDN	46827	GTIN	04046826534370												
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-076												
Classe	10 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR												
Peso netto (kg)	0,070	Istruzioni d'uso	GATDN00X												
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione													
Codice CND															
N° di repertorio															
 															
Medicon media	453.11.01 (Laringoscopi a fibra ottica Opuscolo)														
Immagine completa		Immagine dettagliata													
 <table border="1" data-bbox="470 1164 654 1265"> <thead> <tr> <th colspan="2">McINTOSH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45.30.00</td> <td>a = 57 mm</td> </tr> <tr> <td>45.30.01</td> <td>a = 68 mm</td> </tr> <tr> <td>45.30.02</td> <td>a = 90 mm</td> </tr> <tr> <td>45.30.03</td> <td>a = 110 mm</td> </tr> <tr> <td>45.30.04</td> <td>a = 130 mm</td> </tr> </tbody> </table>				McINTOSH		45.30.00	a = 57 mm	45.30.01	a = 68 mm	45.30.02	a = 90 mm	45.30.03	a = 110 mm	45.30.04	a = 130 mm
McINTOSH															
45.30.00	a = 57 mm														
45.30.01	a = 68 mm														
45.30.02	a = 90 mm														
45.30.03	a = 110 mm														
45.30.04	a = 130 mm														
Condizioni di conservazione															
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione															
Materiali															
	N° di materiale (Denominazione DIN)														
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)														