





Scheda tecnica REF 45.30.07

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|--|--|--------------------|
| Codice | 45.30.07 | Miller lama laringea a luce fredda Fig 2 | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 46827 | GTIN | 04046826535544 |
| Classe di rischio | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-076 |
| Classe | 10 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N004;05;XR |
| Peso netto (kg) | 0,080 | Istruzioni d'uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | | | |
| N° di repertorio | | | |
|   | | | |
| Medicon media | 453.11.01 (Laringoscopi a fibra ottica Opuscolo) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
| | | | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |