





## Scheda tecnica REF 45.30.12

20.02.2026

Dati generali			
Codice	45.30.12	induttiva inserto batteria standard ioni Litio con LED	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826534684
Classe di rischio	N.A. (EU MDR)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDR)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,000	Istruzioni d'uso	GATDN004
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	453.11.01 (Laringoscopi a fibra ottica Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		