





## Scheda tecnica REF 45.30.13

20.02.2026

Dati generali			
Codice	45.30.13	manico standard con batteria ioni-litio con LED	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	46830	GTIN	04046826535346
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-076
Classe	10 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso netto (kg)	0,310	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
<b>Condizioni di conservazione</b> Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
<b>Corpo</b>	1.4301 (X5CrNi18-10)		