





## Scheda tecnica REF 45.30.14

20.02.2026

| Dati generali   |  |   |                    |
|---|--|---|--------------------|
| Codice  | 45.30.14   | manico standard con contenitore della batteria con lampada allo xenon |                    |
| Unità   | pz.  | Numero doganale   | 90189084           |
| GMDN  | 46830  | GTIN  | 04046826534387     |
| Classe di rischio   | 1 (EU MDR)                                       | UMDNS-Code  | 15-076             |
| Classe  | 10 (EU MDR)                                      | Base UDI-DI   | 4046826;N001;06;WT |
| Peso netto (kg)   | 0,000  | Istruzioni d'uso  | GATDN00X           |
| Latex free  | si   | Istruzioni per la preparazione  |                    |
| Codice CND  |  |   |                    |
| N° di repertorio  |  |   |                    |
|   |  |   |                    |
| Medicon media   | 453.11.01 (Laringoscopi a fibra ottica Opuscolo) |   |                    |
| Immagine completa   |  | Immagine dettagliata  |                    |
|    |  |   |                    |
| Condizioni di conservazione   |  |   |                    |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |  |   |                    |
| Materiali   |  |   |                    |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)              |   |                    |
| Corpo   | 1.4301 (X5CrNi18-10)                             |   |                    |