





Scheda tecnica REF 45.30.16

20.02.2026

Dati generali			
Codice	45.30.16	lampada allo xeno solo3.5V	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826535070
Classe di rischio	N.A. (EU MDR)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDR)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,000	Istruzioni d'uso	GATDN004
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	453.11.01 (Laringoscopi a fibra ottica Opuscolo) 453.32.00 (FlexiTrac - Sistema di divaricazione addominale Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	3.5V	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		