





## Scheda tecnica REF 45.30.20

20.02.2026

Dati generali			
Codice	45.30.20	induttiva dispositivo di carica per manico standard con batteria induttiva con LED110-240V	
Unità	pz.	Numero doganale	85044085
GMDN	60909	GTIN	04046826534622
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,820	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK14
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	453.11.01 (Laringoscopi a fibra ottica Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	110-240V	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
N° di materiale (Denominazione DIN)			