






Scheda tecnica REF 45.30.22

20.02.2026

Dati generali											
Codice	45.30.22	McIntosh spatola Flexitip									
Unità	pz.	Numero doganale	90189084								
GMDN	46827	GTIN	04046826535025								
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-076								
Classe	10 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR								
Peso netto (kg)	0,000	Istruzioni d'uso	GATDN00X								
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione									
Codice CND											
N° di repertorio											
 											
Medicon media	453.11.01 (Laringoscopi a fibra ottica Opuscolo)										
Immagine completa		Immagine dettagliata									
 <table border="1" data-bbox="450 1182 667 1265"> <thead> <tr> <th colspan="2">McINTOSH - FlexiTip</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45.30.21</td> <td>a = 90 mm</td> </tr> <tr> <td>45.30.22</td> <td>a = 110 mm</td> </tr> <tr> <td>45.30.23</td> <td>a = 130 mm</td> </tr> </tbody> </table>				McINTOSH - FlexiTip		45.30.21	a = 90 mm	45.30.22	a = 110 mm	45.30.23	a = 130 mm
McINTOSH - FlexiTip											
45.30.21	a = 90 mm										
45.30.22	a = 110 mm										
45.30.23	a = 130 mm										
Condizioni di conservazione											
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione											
Materiali											
	N° di materiale (Denominazione DIN)										
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)										