



25.08.2026

Dati generali			
Codice	45.30.33	lampadina di ricambio	
Unità	pz.	Numero doganale	85392198
GMDN	60909	GTIN	04046826534578
Classe di rischio	N.A. (EU MDR)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDR)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,000	Istruzioni d`uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		