





Scheda tecnica REF 45.48.65

20.02.2026

Dati generali			
Codice	45.48.65	lampadina di ricambio piccolo2.7V	
Unità	cf./6	Numero doganale	85392198
GMDN	60909	GTIN	04046826048594
Classe di rischio	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,012	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	KEIN MP
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	2.7V	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		