




## Scheda tecnica REF 45.48.66

20.02.2026

Dati generali			
Codice	45.48.66	lampadina di ricambio grande 2.7V	
Unità	cf./6	Numero doganale	85392198
GMDN	60909	GTIN	04046826048600
Classe di rischio	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,014	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	KEIN MP
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	2.7V	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		