



Scheda tecnica REF 45.48.79

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|--|---|
| Codice | 45.48.79 | impugnatura sottile solo con coperchio | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 46830 | GTIN | 04046826048662 |
| Classe di rischio | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-076 |
| Classe | 12 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N001;06;WT |
| Peso netto (kg) | 0,143 | Istruzioni d'uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | Z12021080 | | |
| N° di repertorio | 222243 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | | Rivestimento | Sottile strato di silicone che copre parti del prodotto |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |
| Altro | 1.4307 (X2CrNi18-9) | | |