













Scheda tecnica REF 45.48.81

20.02.2026

Dati generali			
Codice	45.48.81	impugnatura sottile con contenitore batteria con lampada allo xeno	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	46830	GTIN	04046826048686
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-076
Classe	12 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso netto (kg)	0,172	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	Z12021080		
N° di repertorio	222245		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura		Rivestimento	Sottile strato di silicone che copre parti del prodotto
Condizioni di conservazione			
-20 °C		45 °C	
10 %		85 %	
			
			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	1.4307 (X2CrNi18-9)		