





Scheda tecnica REF 45.54.03

20.02.2026

Dati generali			
Codice	45.54.03	Wang telaio solo 45.54.02	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35085	GTIN	04046826049249
Classe di rischio	1 (EU MDD)	UMDNS-Code	11-822
Classe	5 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,235	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L150202		
N° di repertorio	181343		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Manico	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		