






Scheda tecnica REF 45.57.22

20.02.2026

Dati generali			
Codice	45.57.22	Kilner Doughty telaio solo	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35085	GTIN	04046826049355
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-822
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso netto (kg)	0,138	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L150202		
N° di repertorio	181354		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Manico	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		