








## Scheda tecnica REF 46.00.50

20.02.2026

| Dati generali   |                                     |   |   |
|---|-------------------------------------|---|---|
| Codice  | 46.00.50                            | Boss Medical Fluid 20 olio per strumenti50ml  |   |
| Unità   | cf./10                              | Numero doganale   | 34031980  |
| GMDN  | 60909                               | GTIN  | 42606773301526  |
| Classe di rischio   | N.A. (EU MDD)                       | UMDNS-Code  |   |
| Classe  | NA (EU MDD)                         | Base UDI-DI   |   |
| Peso netto (kg)   | 0,000                               | Istruzioni d'uso  |   |
| Latex free  | si                                  | Istruzioni per la preparazione  | KEIN MP   |
| Codice CND  |                                     |   |   |
| N° di repertorio  |                                     |   |   |
|   |                                     |   |   |
| Medicon media   |                                     |   |   |
| Immagine completa   |                                     | Immagine dettagliata  |   |
|   |                                     |   |   |
| Misura  | 50ml                                | Rivestimento  |   |
| Condizioni di conservazione   |                                     |   |   |
|    |                                     |  |  |
| Materiali   |                                     |   |   |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN) |   |   |
|   |                                     |   |   |