





## Scheda tecnica REF 46.37.70

20.02.2026

Dati generali			
Codice	46.37.70	scatola di metallo perforata 150x90x13mm	
Unità	pz.	Numero doganale	73269098
GMDN	12143	GTIN	04046826049904
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	16-767
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso netto (kg)	0,208	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	V0402		
N° di repertorio	417608		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	150x90x13mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		