






Scheda tecnica REF 46.55.32

20.02.2026

Dati generali			
Codice	46.55.32	container per sterilizzazione 325x275x50mm	
Unità	pz.	Numero doganale	73269098
GMDN	13730	GTIN	04046826049997
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Peso netto (kg)	2,720	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	S0199		
N° di repertorio	418802		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	325x275x50mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Altro	1.4301 (X5CrNi18-10) BAUMWOLLE (BAUMWOLLE)		