






Scheda tecnica REF 47.02.22

20.02.2026

Dati generali			
Codice	47.02.22	coperchio per vassoio porta strumenti con manopola 220x150x50mm	
Unità	pz.	Numero doganale	73269098
GMDN	13730	GTIN	04046826050610
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	16-767
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso netto (kg)	0,744	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	S0199		
N° di repertorio	418941		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	220x150x50mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		