



## Scheda tecnica REF 47.20.20

20.02.2026

Dati generali			
Codice	47.20.20	bacinella renale 200x95x40mm	
Unità	pz.	Numero doganale	73269098
GMDN	42893	GTIN	04046826050665
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-692
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso netto (kg)	0,180	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	A99		
N° di repertorio	362113		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	200x95x40mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		