



## Scheda tecnica REF 47.20.25

20.02.2026

Dati generali			
Codice	47.20.25	bacinella renale 250x140x35mm	
Unità	pz.	Numero doganale	73269098
GMDN	42893	GTIN	04046826050672
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-692
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso netto (kg)	0,158	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	A99		
N° di repertorio	362114		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL ) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	250x140x35mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		