



Scheda tecnica REF 47.27.33

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------|
| Codice | 47.27.33 | vassoio di metallo315x215x30mm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 73269098 |
| GMDN | 42893 | GTIN | 04046826050764 |
| Classe di rischio | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-561 |
| Classe | 1 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N003;03;X8 |
| Peso netto (kg) | 0,610 | Istruzioni d'uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | A99 | | |
| N° di repertorio | 362124 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | 315x215x30mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |