



## Scheda tecnica REF 47.30.08

20.02.2026

| Dati generali   |  |                                |                    |
|---|--|--------------------------------|--------------------|
| Codice  | 47.30.08   | scodella rotonda80x35mm 0.1l   |                    |
| Unità   | pz.  | Numero doganale                | 73269098           |
| GMDN  | 42893  | GTIN                           | 04046826050818     |
| Classe di rischio   | 1 (EU MDR)   | UMDNS-Code                     | 15-561             |
| Classe  | 1 (EU MDR)   | Base UDI-DI                    | 4046826;N003;03;X8 |
| Peso netto (kg)   | 0,044  | Istruzioni d'uso               | GATDN00X           |
| Latex free  | si   | Istruzioni per la preparazione |                    |
| Codice CND  | A99  |                                |                    |
| N° di repertorio  | 362128   |                                |                    |
|   |  |                                |                    |
| Medicon media   | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>451.02.51 (ORL set di base Dr M W Winter Set di strumenti p la chir ORL)<br>451.06.90 (prospetto Set Cristaca ) |                                |                    |
| Immagine completa   |  | Immagine dettagliata           |                    |
|    |  |                                |                    |
| Misura  | 80x35mm 0.1l   | Rivestimento                   |                    |
| Condizioni di conservazione   |  |                                |                    |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |  |                                |                    |
| Materiali   |  |                                |                    |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)  |                                |                    |
| Corpo   | 1.4301 (X5CrNi18-10)   |                                |                    |