






## Scheda tecnica REF 47.30.09

20.02.2026

| Dati generali   |   |                                |                    |
|---|---|--------------------------------|--------------------|
| Codice  | 47.30.09  | scodella rotonda 95x50mm 0.2l  |                    |
| Unità   | pz.   | Numero doganale                | 73269098           |
| GMDN  | 42893   | GTIN                           | 04046826050825     |
| Classe di rischio   | 1 (EU MDR)  | UMDNS-Code                     | 15-561             |
| Classe  | 1 (EU MDR)  | Base UDI-DI                    | 4046826;N003;03;X8 |
| Peso netto (kg)   | 0,060   | Istruzioni d'uso               | GATDN00X           |
| Latex free  | si  | Istruzioni per la preparazione |                    |
| Codice CND  | A99   |                                |                    |
| N° di repertorio  | 362129  |                                |                    |
|   |   |                                |                    |
| Medicon media   | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>451.02.51 (ORL set di base Dr M W Winter Set di strumenti p la chir ORL) |                                |                    |
| Immagine completa   |   | Immagine dettagliata           |                    |
|    |   |                                |                    |
| Misura  | 95x50mm 0.2l  | Rivestimento                   |                    |
| Condizioni di conservazione   |   |                                |                    |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |   |                                |                    |
| Materiali   |   |                                |                    |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)   |                                |                    |
| Corpo   | 1.4301 (X5CrNi18-10)  |                                |                    |