






Scheda tecnica REF 47.50.50

20.02.2026

Dati generali			
Codice	47.50.50	misurino gradazione/graduato50ml	
Unità	pz.	Numero doganale	73269098
GMDN	42893	GTIN	04046826051167
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-572
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso netto (kg)	0,022	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	A99		
N° di repertorio	362163		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 453.30.00 (daniel - Set di strumenti per la rinoplastica avanzata Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	50ml	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		