






## Scheda tecnica REF 49.46.60

20.02.2026

| Dati generali   |                                     |                                     |  |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Codice  | 49.46.60                            | in basso non perforato 300x135x60mm |  |
| Unità   | pz.                                 | Numero doganale                     | 76169990   |
| GMDN  | 13730                               | GTIN                                | 04046826051839   |
| Classe di rischio   | (EU MDR)                            | UMDNS-Code                          | 13-730   |
| Classe  | (EU MDR)                            | Base UDI-DI                         |  |
| Peso netto (kg)   | 0,360                               | Istruzioni d'uso                    | GATDN003   |
| Latex free  | si                                  | Istruzioni per la preparazione      |  |
| Codice CND  | S0199                               |                                     |  |
| N° di repertorio  | 219334                              |                                     |  |
|   |                                     |                                     |  |
| Medicon media   | 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental )    |                                     |  |
| Immagine completa   |                                     | Immagine dettagliata                |  |
|    |                                     |                                     |  |
| Misura  | 300x135x60mm                        | Rivestimento                        | Strato di ossido artificiale (colori di interferenza) sulla superficie dei prodotti in alluminio |
| Condizioni di conservazione   |                                     |                                     |  |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |                                     |                                     |  |
| Materiali   |                                     |                                     |  |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN) |                                     |  |
| Corpo   | 3.0255 (Al 99,5%)                   |                                     |  |
| Vite  | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                |                                     |  |
| Manico  | 1.4301 (X5CrNi18-10)                |                                     |  |
| Altro   | SILIKON (Poly(organo)siloxane)      |                                     |  |