






Scheda tecnica REF 49.48.01

20.02.2026

Dati generali			
Codice	49.48.01	coperchio non perforato argento300x135mm	
Unità	pz.	Numero doganale	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826051891
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Peso netto (kg)	0,220	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	S0199		
N° di repertorio	219340		
 			
Medicon media	450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	300x135mm	Rivestimento	Strato di ossido artificiale (colori di interferenza) sulla superficie dei prodotti in alluminio
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.3315 (AlMg1)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		