








Scheda tecnica REF 49.50.13

20.02.2026

Dati generali			
Codice	49.50.13	Medicontainer argento290x290x135mm	
Unità	pz.	Numero doganale	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826051952
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Peso netto (kg)	2,000	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	S0199		
N° di repertorio	219346		
 			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	290x290x135mm	Rivestimento	Strato di ossido artificiale (colori di interferenza) sulla superficie dei prodotti in alluminio
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.0255_3.3535_3.3315 (Al 99,5% + AlMG3 + AlMg1)		
Manico	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		