








Scheda tecnica REF 49.50.15

20.02.2026

Dati generali			
Codice	49.50.15	Medicontainer argento290x290x150mm	
Unità	pz.	Numero doganale	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826051969
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Peso netto (kg)	2,180	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	S0199		
N° di repertorio	219347		
 			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi) 451.06.90 (prospetto Set Cristaca) 451.50.01 (Epiplating - Tecnica chirurgica Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	290x290x150mm	Rivestimento	Strato di ossido artificiale (colori di interferenza) sulla superficie dei prodotti in alluminio
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.0255_3.3535_3.3315 (Al 99,5% + AlMg3 + AlMg1)		
Manico	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		