








## Scheda tecnica REF 49.50.27

20.02.2026

| Dati generali  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Codice   | 49.50.27  | Medicontainer per lavanderia argento 290x290x270mm |  |
| Unità  | pz.   | Numero doganale                                    | 76169990   |
| GMDN   | 13730   | GTIN   | 04046826051990   |
| Classe di rischio  | 1 (EU MDR)                                      | UMDNS-Code   | 13-730   |
| Classe   | 1 (EU MDR)                                      | Base UDI-DI  | 4046826;N003;04;XB   |
| Peso netto (kg)  | 2,800   | Istruzioni d'uso                                   | GATDN00X   |
| Latex free   | si  | Istruzioni per la preparazione                     |  |
| Codice CND   | S0199   |  |  |
| N° di repertorio   | 219350  |  |  |
|    |   |  |  |
| Medicon media  |   |  |  |
| Immagine completa  |   | Immagine dettagliata                               |  |
|    |   |  |  |
| Misura   | 290x290x270mm                                   | Rivestimento                                       | Strato di ossido artificiale (colori di interferenza) sulla superficie dei prodotti in alluminio |
| Condizioni di conservazione  |   |  |  |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione  |   |  |  |
| Materiali  |   |  |  |
|  | N° di materiale (Denominazione DIN)             |  |  |
| Corpo  | 3.0255_3.3535_3.3315 (Al 99,5% + AlMg3 + AlMg1) |  |  |
| Manico   | 1.4301 (X5CrNi18-10)                            |  |  |
| Altro  | SILIKON (Poly(organo)siloxane)                  |  |  |