



## Scheda tecnica REF 49.60.57

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                  |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49.60.57                                        | Medicontainer rosso590x290x170mm |                                                                                                  |
| Unità                                                                                                                                                                                                                                                                   | pz.                                             | Numero doganale                  | 76169990                                                                                         |
| GMDN                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13730                                           | GTIN                             | 04046826053185                                                                                   |
| Classe di rischio                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 (EU MDR)                                      | UMDNS-Code                       | 13-730                                                                                           |
| Classe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 (EU MDR)                                      | Base UDI-DI                      | 4046826;N003;04;XB                                                                               |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,080                                           | Istruzioni d'uso                 | IFU-0003                                                                                         |
| Latex free                                                                                                                                                                                                                                                              | si                                              | Istruzioni per la preparazione   |                                                                                                  |
| Codice CND                                                                                                                                                                                                                                                              | S0199                                           |                                  |                                                                                                  |
| N° di repertorio                                                                                                                                                                                                                                                        | 219469                                          |                                  |                                                                                                  |
| <div></div>                                                                                           |                                                 |                                  |                                                                                                  |
| Medicon media                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                  |                                                                                                  |
| Immagine completa                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | Immagine dettagliata             |                                                                                                  |
| <div></div> |                                                 |                                  |                                                                                                  |
| Misura                                                                                                                                                                                                                                                                  | 590x290x170mm                                   | Rivestimento                     | Strato di ossido artificiale (colori di interferenza) sulla superficie dei prodotti in alluminio |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                  |                                                                                                  |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                  |                                                                                                  |
| Materiali                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                  |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | N° di materiale (Denominazione DIN)             |                                  |                                                                                                  |
| Corpo                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.0255 3.3535 3.3315 (Al 99,5% + AlMG3 + AlMG1) |                                  |                                                                                                  |
| Manico                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.4301 (X5CrNi18-10)                            |                                  |                                                                                                  |
| Altro                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILIKON (Poly(organo)siloxane)                  |                                  |                                                                                                  |