



Scheda tecnica REF 49.60.62

25.08.2026

Dati generali			
Codice	49.60.62	Medicontainer rosso590x290x220mm	
Unità	pz.	Numero doganale	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826053192
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Peso netto (kg)	4,480	Istruzioni d'uso	IFU-0003
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	S0199		
N° di repertorio	219470		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	590x290x220mm	Rivestimento	Strato di ossido artificiale (colori di interferenza) sulla superficie dei prodotti in alluminio
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.0255 3.3535 3.3315 (Al 99,5% + AlMG3 + AlMG1)		
Manico	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		