








## Scheda tecnica REF 49.62.10

20.02.2026

Dati generali			
Codice	49.62.10	Medicontainer argento coperchio D container590x290x110mm	
Unità	pz.	Numero doganale	7616990
GMDN	13730	GTIN	04046826053550
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Peso netto (kg)	4,800	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	S0199		
N° di repertorio	219506		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	590x290x110mm	Rivestimento	Strato di ossido artificiale (colori di interferenza) sulla superficie dei prodotti in alluminio
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.0255_3.3535_3.3315 (Al 99,5% + AlMg3 + AlMg1)		
Manico	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		