



Scheda tecnica REF 49.70.23

20.02.2026

Dati generali			
Codice	49.70.23	Medicontainer rosso filtro barriera460x290x150mm	
Unità	pz.	Numero doganale	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826446888
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Peso netto (kg)	3,645	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	460x290x150mm	Rivestimento	Strato di ossido artificiale (colori di interferenza) sulla superficie dei prodotti in alluminio
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.3535 (AlMg3)		
Manico	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	3.0255 (Al 99,5%)		