



Scheda tecnica REF 49.70.92

25.08.2026

Dati generali			
Codice	49.70.92	Medicontainer rosso filtro barriera300x135x62mm	
Unità	pz.	Numero doganale	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826423377
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Peso netto (kg)	0,723	Istruzioni d'uso	IFU-0003
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	300x135x62mm	Rivestimento	Strato di ossido artificiale (colori di interferenza) sulla superficie dei prodotti in alluminio
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.3535 (AlMG3)		
Manico	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	3.0255 (Al 99,5%)		